

BLACKline

ULTRA FS

MEGA FS Rhodium

DLC-Beschichtung für High End Finish

Augenschonendes Arbeiten

bei starkem Licht und unter Vergrößerung durch tiefschwarze, matte Oberfläche.

Exakt scharfes Spiegelbild


durch Front Surface Verspiegelung.


Optimiertes Abhalten der Wange

durch breit ausgeformte Stielansätze.

Höchste Reflexion

für brillante Helligkeit, besonders bei ULTRA FS.





BLACKline ULTRA FS / 3-Packung				SS-Gewinde	CS-Gewinde ^{*)}
1	BLACK ULTRA	4–5 plan	Ø 22–24 mm	B6160–B6161	B6165–B6166
2	BLACK ULTRAduo	4–5 plan	Ø 22–24 mm	B6640–B6641	B6645–B6646
3	BLACK ULTRAretract, offene Form	4–5 plan	Ø 22–24 mm	B6690–B6691	B6695–B6696

	BLACKline MEGA FS Rhodium / 3-Packung			SS-Gewinde	CS-Gewinde ^{*)}
1	BLACK MEGA	4–5 plan	Ø 22–24 mm	B6060–B6061	B6070–B6071
2	BLACK MEGAduo	4–5 plan	Ø 22–24 mm	B6100 –B6101	B6170–B6171
3	BLACK MEGAretract, offene Form	4–5 plan	Ø 22–24 mm	B6680–B6681	B6685–B6686

BLACKline ERGOtouch Griffe / Stück		SS-Gewinde	CS-Gewinde ^{*)}
4		B442	B443

^{*)} CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.