


RELAX

RELAX – perfektes Zusammenspiel von Design und Ergonomie.

Exakt scharfes Spiegelbild

durch Front Surface Verspiegelung



Höchste Reflexion

für brillante Helligkeit, besonders bei ULTRA FS

Angenehm leicht

für ein entspanntes Arbeiten

Optimiertes Halten

durch den breit geformten Griff mit Mulden

Qualitätsbeständig

farbstabil, säurefest und resistent gegenüber Plaque-Indikatoren

Hygienisch

durch den planen Übergang von Spiegel zur Fassung

Keine störende Reflexionen

durch seidenmatte Oberflächen

Das Instrument ist autoklavierbar, säurebeständig und für den Thermodesinfektor geeignet.





Der geteilte Spiegel zeigt im Vergleich zu Rhodium die kristallklare, ultra-helle Reflexion des ULTRA FS.

Farbe	Größe	Ø in mm	Inhalt	FS Rhodium REF	FS Ultra REF
alle Farben	4	22	10 Sort.	7100	7300
weiß	4	22	10 Packung	7101	7301
pastell-gelb	4	22	10 Packung	7102	7302
pastell-blau	4	22	10 Packung	7103	7303
pastell-mint	4	22	10 Packung	7104	7304
pastell-flieder	4	22	10 Packung	7105	7305
anthrazit	4	22	10 Packung	7106	7306
pink	4	22	10 Packung	7107	7307
alle Farben	5	24	10 Sort.	7110	7310
weiß	5	24	10 Packung	7111	7311
pastell-gelb	5	24	10 Packung	7112	7312
pastell-blau	5	24	10 Packung	7113	7313
pastell-mint	5	24	10 Packung	7114	7314
pastell-flieder	5	24	10 Packung	7115	7315
anthrazit	5	24	10 Packung	7116	7316
pink	5	24	10 Packung	7117	7317