

ULTRA FS


ultra bright

ULTRA FS – weltweit der hellste und schärfste Spiegel.

Höchste Reflexion
für brillante Helligkeit

Überlegene Farbgenauigkeit

Das exakt scharfe Spiegelbild
ist kontrastreich bis ins kleinste Detail. In Kombination mit der brillanten Farbnatürlichkeit garantiert der ULTRA den höchsten Seh-Komfort – für ein augenschonendes, ermüdungsfreies Arbeiten.



Optimiertes Abhalten der Wange
durch breit ausgeformte Stielansätze




ULTRA FS

ultra bright


Der einzigartige Aufbau der reflektierenden Schichten – bestehend aus 36 Schichtpaketen – bietet durch die optimierte Brechung des Lichtes ein unübertroffen helles Spiegelbild mit einer kristallklaren Reinheit, die es bei anderen Spiegeln so nicht gibt.



Der geteilte Spiegel zeigt im Vergleich zu Rhodium die kristallklare, ultra-helle Reflexion des ULTRA FS.



ULTRA FS



	ULTRA FS			SS-Gewinde REF	CS-Gewinde ^{*)} REF
1	ULTRA FS	4 plan	6 Packung	6160	6165
	ULTRA FS	5 plan	6 Packung	6161	6166
2	ULTRAduo FS, doppelseitig	4 plan	6 Packung	6640	6645
	ULTRAduo FS, doppelseitig	5 plan	6 Packung	6641	6646
3	ULTRAretract FS	4 plan	6 Packung	6670	6675
	ULTRAretract FS	5 plan	6 Packung	6671	6676
4	ULTRAretract FS, offene Form	4 plan	6 Packung	6690	6695
	ULTRAretract FS, offene Form	5 plan	6 Packung	6691	6696
5	ULTRAretract FS, offene Form Stiel doppelt 45° gebogen	4 plan	Stück	6650	

^{*)} CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.