

# MEGA FS Rhodium

Form folgt der Funktion, ist ergonomisch und klar im Design.

## Angenehmes Abhalten


der Wange durch den flachen, breit geformten Stiel.

## Seidenmattiertes Edelstahl

verhindert unerwünschte Lichtreflexionen und gibt dem MEGA ein hochwertiges Finish.

## Exakt scharfes, kontrastreiches Spiegelbild

bis ins kleinste Detail




## Einfache Reinigung

durch die besondere HAHNENKRATT Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt.



MEGA FS Rhodium



|   | MEGA FS Rhodium                                                                                             |              |          |            | SS-Gewinde<br>REF | CS-Gewinde*)<br>REF |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------------|---------------------|
| 1 | MEGA                                                                                                        | 4 plan       | Ø 22 mm  | 12 Packung | 6060              | 6070                |
|   | MEGA                                                                                                        | 5 plan       | Ø 24 mm  | 12 Packung | 6061              | 6071                |
| 2 | MEGAduo, doppelseitig                                                                                       | 4 plan       | Ø 22 mm  | 6 Packung  | 6100              | 6170                |
|   | MEGAduo, doppelseitig                                                                                       | 5 plan       | Ø 24 mm  | 6 Packung  | 6101              | 6171                |
| 3 | MEGAretract                                                                                                 | 4 plan       | Ø 22 mm  | 6 Packung  | 6660              | 6665                |
|   | MEGAretract                                                                                                 | 5 plan       | Ø 24 mm  | 6 Packung  | 6661              | 6666                |
| 4 | MEGAretract, offene Form                                                                                    | 4 plan       | Ø 22 mm  | 6 Packung  | 6680              | 6685                |
|   | MEGAretract, offene Form                                                                                    | 5 plan       | Ø 24 mm  | 6 Packung  | 6681              | 6686                |
| 5 | MEGAstretch                                                                                                 |              | 18x34 mm | Stück      | 6860              |                     |
|   | MEGAstretch                                                                                                 |              | 22x38 mm | Stück      | 6861              |                     |
| 6 | MEGA Parallelometer                                                                                         |              | 22x37 mm | Stück      | 6900              |                     |
|   | MEGA Wangenabhalter                                                                                         | ohne Spiegel | Ø 22 mm  | Stück      | 6070 W            |                     |
|   | MEGAabrasiv<br><small>Saphierharte Glasoberfläche für die<br/>Aluminium-Oxid Strahltechnik geeignet</small> | 4 plan       | Ø 21 mm  | Stück      | 6080              |                     |

\*) CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.  
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.