


MEGA FS TiCr

Die Alternative

MEGA FS TiCr ist die Alternative zu MEGA FS Rhodium.

Hoch reflektierende Schichten aus Titan und Chrom ergeben einen Front Surface-Spiegel, der – im Vergleich zu FS Rhodium – eher in einem kälteren Farbton reflektiert.

Exakt scharfes Spiegelbild



Einfache Reinigung

durch die besondere HAHNENKRATT-Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt

Absolut resistent

gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation inkl. säurehaltigen Refresh-Reinigern.



MEGA FS TiCr



MEGA FS TiCr / 12 Packung		SS-Gewinde	CS-Gewinde*)
Größe	Ø in mm	plan	plan
		REF	
4	22	6560	6565
5	24	6561	6566

*) CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.