


ULTRAvision FS

ultra bright

Der einzigartige Aufbau der reflektierenden Schichten – bestehend aus 36 Schichtpaketen – bietet durch die optimierte Brechung des Lichtes ein unübertroffen helles Spiegelbild mit einer kristallklaren Reinheit, die es bei anderen Spiegeln so nicht gibt.

Höchste Reflexion


für brillante Helligkeit



Überlegene Farbgenauigkeit

Exakt scharfes Spiegelbild

durch Front Surface Verspiegelung



ULTRAvision FS



ULTRAvision FS			normaler Stiel (SS) plan	konischer Stiel (CS) plan
Größe	Ø in mm		REF	REF
0	14	3 Packung	532X0	
3	20	12 Packung	533X3	536X3
4	22	12 Packung	533X4	536X4
5	24	12 Packung	533X5	536X5

***) CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde. CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.**