


TOPvision FS TiCr

Die Alternative

TOPvision FS TiCr ist die Alternative zu TOPvision FS Rhodium.

Hoch reflektierende Schichten aus Titan und Chrom ergeben einen Front Surface-Spiegel, der – im Vergleich zu FS Rhodium – eher in einem kälteren Farbton reflektiert.

Exakt scharfes Spiegelbild



Einfache Reinigung

durch den Anti-Hafteffekt der besonderen HAHNENKRATT Front Surface-Beschichtung

Absolut resistent

gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation inkl. säurehaltigen Refresh-Reinigern.



TOPvision FS TiCr



TOPvision FS TiCr / 12 Packung		normaler Stiel (SS)	konischer Stiel (CS) ^{*)}
Größe	Ø in mm	plan	plan
		REF	
4	22	633X4	636X4
5	24	633X5	636X5

^{*)} CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.