

# SEplus

Seit mehr als fünf Jahrzehnten vertrauen Zahnärzte weltweit auf die hohe Qualität unserer SEplus. Mundspiegel werden jeden Tag desinfiziert und sterilisiert. Bei diesen extremen Belastungen ist eine hohe Qualität entscheidend.

## Beste Reflexion und Bildqualität

Die SEplus-Verspiegelung mit einer reinen Silberschicht garantiert eine besonders hohe Reflexion. Das Spiegelbild überzeugt mit einer verzerrungsfreien, farbnatürlichen und hellen Bildqualität und ermöglicht – in dieser Kombination – ein ermüdungsfreies Sehen.

## Beste Resistenz gegenüber Desinfektion und Sterilisation

Die Silberverspiegelung wird durch eine von uns entwickelte Kupfer/Titan-Beschichtung geschützt und zusätzlich mit einem Schutzlack versiegelt. Diese einzigartige Kombination sichert die extrem lange Haltbarkeit der SEplus Mundspiegel.





| SEplus / 12 Packung |            | plan                | vergrößernd | plan                    | vergrößernd |
|---------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Größe               | Ø<br>in mm | normaler Stiel (SS) |             | konischer Stiel (CS)* ) |             |
|                     |            | REF                 |             |                         |             |
| 3                   | 20         | 702X3               | 706X3       | 711X3                   | 716X3       |
| 4                   | 22         | 702X4               | 706X4       | 711X4                   | 716X4       |
| 5                   | 24         | 702X5               | 706X5       | 711X5                   | 716X5       |

\* ) CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.  
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.