

# MICRO


Edelstahl, satiniert

BLACKline

Die MICRO-Mundspiegel sind als kleine Mundspiegel mit einer Stärke von nur 0,6 mm hervorragend geeignet für die Microchirurgie.

MICROflex mit biegbarem Stiel für eine individuell angepasste Ausrichtung des Spiegels.

Die Front Surface Verspiegelung ergibt ein exakt scharfes Spiegelbild, das in der Mikrochirurgie notwendig ist.




Der ultrahelle Spiegel in HD-Qualität bietet ein brillant farbnatürliches Spiegelbild. In dieser Kombination ist das kleinste Detail erkennbar und ein optimiertes Arbeiten möglich.

Die satinierte Oberfläche der Instrumente aus Edelstahl verhindert für das Auge störende Reflexionen. Dies gilt in gleicher Weise für die tiefschwarze, matte BLACKLINE-Beschichtung.



MICRO



| Stück                   | ULTRAmicro | MEGAmicro | ULTRAmicro flex | MEGAmicro flex |
|-------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| Ø 3 mm                  | 6181       | 6200      | 5181            | 5200           |
| Ø 5 mm                  | 6182       | 6220      | 5182            | 5220           |
| oval<br>3x6 mm          | 6183       | 6232      | 5183            | 5232           |
| tropfenförmig<br>3x6 mm | 6184       | 6240      | 5184            | 5240           |



| Stück                   | ULTRAmicro | MEGAmicro | ULTRAmicro flex | MEGAmicro flex |
|-------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| Ø 3 mm                  | B6181      | B6200     | B5181           | B5200          |
| Ø 5 mm                  | B6182      | B6220     | B5182           | B5220          |
| oval<br>3x6 mm          | B6183      | B6232     | B5183           | B5232          |
| tropfenförmig<br>3x6 mm | B6184      | B6240     | B5184           | B5240          |

Alle MICRO haben ein SS-Gewinde und passen auf alle Griffe mit SS-Gewinde