

ERGOfouch

Sonden

Die Griffe aus satiniertem Edelstahl sind hohl und liegen so ausgewogen leicht in der Hand. Das griffige Design sowie die Mulden sorgen für ein sicheres Zugreifen und für eine angenehme Haptik. Durch die satinierte Oberfläche werden störende Lichtreflexionen eliminiert.

Die farbigen Griffenden bestehen aus glasfaser-verstärktem Kunststoff, der seit 2015 erfolgreich in der Praxis eingesetzt wird. Dieser ist auto-klavierbar, farb- und formstabil sowie resistent gegenüber Säuren und Plaque-Indikatoren.

Die Sonden-Spitzen werden aus Medizinstahl gemäß EN ISO 7492 hergestellt und bieten eine hohe Bruchfestigkeit und Elastizität.

Die Griffe sind auch für Mundspiegel erhältlich.

Die Sonden sind permanent montiert.

Autoklavierbar bei 134°C






ERGOtouch duo Sonden (permanent montiert)



ERGOtouch Sonden, einseitig (permanent montiert)



1 Packung	 Griffe für Mundspiegel (SS Gewinde)	 Form A 010 Fig. 23	 Form C 030 Fig. 8	 Form D 040 Fig. 9	 Form F 060 Fig. 6	 Form G 070 Fig. 17
REF						
ERGOtouch duo						
Edelstahl	667	667A+...	667C+...	667D+...	667F+...	667G+...
ERGOtouch duo kann in allen Varianten kombiniert werden, z.B. REF 667A+C / 667A+D						
ERGOtouch						
Edelstahl	442	600A	600C	600D	600F	600G
weiß	620	620A	620C	620D	620F	620G
pastell-gelb	621	621A	621C	621D	621F	621G
pastell-blau	622	622A	622C	622D	622F	622G
pastell-mint	623	623A	623C	623D	623F	623G
pink	624	624A	624C	624D	624F	624G
pastell-flieder	625	625A	625C	625D	625F	625G
anthrazit	626	626A	626C	626D	626F	626G