

Fotospiegel

Rhodium Front Surface

ULTRA Front Surface

Das exakt scharfe Spiegelbild ist kontrastreich bis ins kleinste Detail.

In Kombination mit der brillanten Farb-natürlichkeit und der angenehm hellen Reflexion erhalten Sie intraorale Aufnahmen von großer Aussagekraft.



Rhodium FS

Canon 7D und Metzblitz:
Blende 25 – Zeit 125 –
ISO 100



ULTRA FS

Der einzigartige Aufbau der reflektierenden Schichten – bestehend aus 36 Schichtpaketen – bietet durch die optimierte Brechung des Lichtes ein unübertroffen helles Spiegelbild.



Fotospiegel für intraorale Aufnahmen



REF 6660 KO / leer



REF 6530 X ... / 6730 X ...



REF 6540 X ... / 6740 X ...



REF 6550 X ... / 6750 X ...

Alle Fotospiegel haben eine Stärke von 3 mm

Fotospiegel / Stück		doppelseitig ohne Griff	eineitig ohne Griff		Griff abgewinkelt		Griff V-förmig		Griff gerade	
Form	mm	REF Rhodium FS	REF Rhodium FS	REF ULTRA FS	REF Rhodium FS	REF ULTRA FS	REF Rhodium FS	REF ULTRA FS	REF Rhodium FS	REF ULTRA FS
	58x76	6300X1	6500X1	6700X1	6530X1	6730X1			6550X1	6750X1
	66x95	6300X5	6500X5	6700X5	6530X5	6730X5			6550X5	6750X5
	74x106	6300X2	6500X2	6700X2	6530X2	6730X2			6550X2	6750X2
	42x128	6300X3	6500X3	6700X3	6530X3	6730X3	6540X3	6740X3		
	36x120		6500X3KF0	6700X3KF0	6530X3KF0	6730X3KF0	6540X3KF0	6740X3KF0		
	55/40x157	6300X4								
	53/31x142	6300X6								
	86/77x133	6300X7								
	71/62x133	6300X8								
	47x153	6300X9								
Koffer für Fotospiegel / Stück			REF							
Koffer für 3 Fotospiegel mit Griff, leer Außenmaße: 285x240x100 mm			6660 KO							