

ERGOform

Sonden

Die Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff werden seit 2015 erfolgreich in der Praxis eingesetzt.

Der Kunststoff ist autoklavierbar, farb- und formstabil sowie resistent gegenüber Säuren und Plaque-Indikatoren.

Durch den leichten Werkstoff ist die Arbeit ermüdungsarm und der größere Durchmesser sowie die Griffmulden ermöglichen ein entspanntes Zugreifen.

Die seidenmattierte Oberfläche ist reflexionsarm und hat eine angenehme Haptik.

Die Sonden-Spitzen werden aus Medizinstahl gemäß EN ISO 7492 hergestellt und bietet eine hohe Bruchfestigkeit und Elastizität.

Die Griffe sind auch für Mundspiegel erhältlich.

Gefertigt werden die Griffe in denselben Farben wie die RELAX Mundspiegel.

Die Sonden sind permanent montiert.

Autoklavierbar bei 134°C





ERGOform Sonden, einseitig (permanent montiert)

ERGOform Sonden und Griffe / Stück						
1 Packung	 Griffe für Mundspiegel (SS Gewinde)	 Form A 010 Fig. 23	 Form C 030 Fig. 8	 Form D 040 Fig. 9	 Form F 060 Fig. 6	 Form G 070 Fig. 17
REF						
weiß	540	540A	540C	540D	540F	540G
pastell-gelb	541	541A	541C	541D	541F	541G
pastell-blau	542	542A	542C	542D	542F	542G
pastell-mint	543	543A	543C	543D	543F	543G
pink	544	544A	544C	544D	544F	544G
pastell-flieder	545	545A	545C	545D	545F	545G
anthrazit	546	546A	546C	546D	546F	546G
ERGOform, Edelstahl satiniert, hohl						
 492						