

ERGO

ERGOform

ERGONOMISCHE GRIFFE



HAHNENKRATT.COM

PEEK + Edelstahl, satiniert



ERGOform

Temperaturfest bis 210°C

Der verwendete Werkstoff **PEEK** ist ein Kunststoff, der auch für Implantate verwendet wird. **PEEK** ist form- und farbbeständig und damit sowohl im Autoklav als auch mit Heißluft sterilisierbar.

Ergonomische Form

Diese Griffe sind leicht und liegen durch das schlanke Ende sehr ausgewogen in der Hand. Der größere Durchmesser und die Griffmulden ermöglichen ein entspanntes Zugreifen und Arbeiten.



Angenehme Haptik

Die micro-fein strukturierte, seidenmattierte Oberfläche und die sanft gerundeten Kanten ergeben eine sehr angenehme Haptik.

Seidenmattierte Oberflächen,

verhindern unerwünschte Lichtreflexionen und geben dem Griff ein edles Finish.



Griffe für Mundspiegel, Länge 135 mm			normaler Stiel (SS) REF	konischer Stiel (CS) REF
ERGOform, PEEK, Kunststoff 	graublau	Stück	580	590
	weiß	Stück	581	591
	türkisgrün	Stück	582	592
	pastellblau	Stück	583	593
	aubergine	Stück	584	594
	anthrazit	Stück	585	595
	ERGOform, Edelstahl, hohl 		Stück	492