

# Griffe

## FÜR MUNDSPIEGEL

FÜR JEDEN ZAHNARZT DEN RICHTIGEN GRIFF

### Angenehme Haptik

Die hohe Qualität spiegelt sich in der sorgfältigen Verarbeitung wider. Die Oberflächen sind fein poliert und alle Kanten sind sanft gerundet, so liegt das Instrument angenehm in der Hand.

Die hohlen Griffe sind ausgewogen leicht. Der größere Durchmesser und insbesondere die Griffmulden, ermöglichen ein entspanntes Zugreifen und Arbeiten.












### Satinierte Oberflächen,

als Alternative zu den fein polierten Griffen, verhindern störende Lichtreflexionen und geben dem Griff ein edles Finish.

### Beste Korrosionsfestigkeit

Der Edelstahl ist nach unseren Erfahrungen von mehr als 60 Jahren korrosionsfest, er entspricht der Norm EN ISO 7153-1 (Surgical Instruments – Metallic Materials).



Griffe für Mundspiegel, Länge 130 mm	Inhalt	normaler Stiel (SS) REF	konischer Stiel (CS) REF
Edelstahl poliert, achtkant, SE Form 	Stück	413	415
Edelstahl poliert, achtkant, gerändelt 	Stück	420	421
Edelstahl poliert, rund gerändelt 	Stück	426	427
Edelstahl poliert, rund gerändelt 	Stück	5012	5013
Edelstahl poliert, mit Griffmulden 	Stück	430	
Edelstahl poliert, hohl 	Stück	460	461
Edelstahl satiniert, hohl 	Stück	466	467
Edelstahl poliert, sechskant, hohl 	Stück	470	471
Edelstahl satiniert, sechskant, hohl 	Stück	476	477
Edelstahl poliert, sechskant, hohl, 135 mm lang 	Stück	480	481
Edelstahl satiniert, sechskant, mit Maßstab 	Stück	474	