

# SEplus

## MUNDSPIEGEL

HOHE QUALITÄT IN JEDEM DETAIL

Seit Jahrzehnten vertrauen Zahnärzte weltweit auf die hohe Qualität unserer SEplus.

Mundspiegel werden in der Praxis jeden Tag viele Male desinfiziert und sterilisiert. Bei diesen extremen Belastungen ist die hohe Qualität – in jedem Detail – entscheidend.



### Beste Reflexion und Bildqualität

Die SEplus-Verspiegelung mit einer reinen Silberschicht garantiert eine besonders hohe Reflexion. Das Ergebnis ist ein Spiegelbild, das sich durch eine verzerrungsfreie, farbnatürliche, helle und brillante Bildqualität auszeichnet. In dieser Kombination ermöglichen diese ein ermüdungsfreies Sehen.

### Beste Korrosionsfestigkeit

Der Edelstahl ist nach unserer Erfahrung von mehr als 50 Jahren korrosionsfest, er entspricht der Norm ISO 7153-1 (Surgical Instruments – Metallic Materials).

### Beste Resistenz gegenüber Desinfektion und Sterilisation

Die Silberspiegelung wird durch eine von uns entwickelte, kombinierte Kupfer/Titan- Beschichtung geschützt und zusätzlich durch einen Schutzlack versiegelt. Diese einzigartige Kombination sichert die extrem lange Haltbarkeit der SEplus Mundspiegel.



| SEplus   Mundspiegel |            | REF                 |             |                      |             |
|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 12-Pckg.<br>Größe    | Ø<br>in mm | normaler Stiel (SS) |             | konischer Stiel (CS) |             |
|                      |            | plan                | vergrößernd | plan                 | vergrößernd |
| 3                    | 20         | 702X3               | 706X3       | 711X3                | 716X3       |
| 4                    | 22         | 702X4               | 706X4       | 711X4                | 716X4       |
| 5                    | 24         | 702X5               | 706X5       | 711X5                | 716X5       |