


TOPvision FS

Die Alternative

TOPvision FS ist die Alternative zu TOPvision FS Rhodium.

Hoch reflektierende Schichten aus Titan und Chrom ergeben einen Front Surface-Spiegel, der – im Vergleich zu FS Rhodium – eher in einem kälteren Farbton reflektiert.

Exakt scharfes, kontrastreiches Spiegelbild bis ins kleinste Detail



Hoher Seh-Komfort

ermüdungsfrei und Augen schonend in allen Einsatzbereichen

Einfache Reinigung

durch die spezielle HAHNENKRATT-Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt

Absolut resistent

gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation inkl. säurehaltigen Refresh-Reinigern.



TOPvision FS



TOPvision FS / 12 Pack.		normaler Stiel (SS)	konischer Stiel (CS) *
Größe	Ø in mm	plan	plan
		REF	
4	22	633X4	636X4
5	24	633X5	636X5

*CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde.
CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.

