

TOPvision FS

TOPvision FS Rhodium


FRONT SURFACE RHODIUM

TOPvision FS Rhodium sind mit Rhodium auf der Glasoberfläche verspiegelt. Rhodium ist ein Edelmetall wie Gold und ist als Edelmetall chemisch resistent, selbst gegenüber Säuren.

Die TOPvision Rhodium Qualitätsmerkmale sind:


Exakt scharfes, kontrastreiches Spiegelbild bis ins kleinste Detail

Nur eine Reflexion
→ exakt scharfes Bild



Front Surface Beschichtung

Doppelte Reflexion
→ Doppelbild



Rear Surface Beschichtung

Brillant farbnatürlich und angenehm hell
bei einem optimal gleichmäßigen Reflexionsspektrum

Hoher Seh-Komfort
ermüdungsfrei und Augen schonend in allen Einsatzbereichen

Einfache Reinigung
durch die spezielle HAHNENKRATT-Front Surface-Beschichtung mit Anti-Hafteffekt

Absolut resistent
gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation bis hin zu säurehaltigen Refresh-Reinigern.





| TOPvision FS Rhodium Mundspiegel | | | REF | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1-Pckg. Größe | 12-Pckg. Größe | Ø in mm | normaler Stiel (SS) | | konischer Stiel (CS) | |
| | | | plan | vergrößernd | plan | vergrößernd |
| 06 | | 6 | 719X06 | | | |
| 08 | | 8 | 719X08 | | | |
| 10 | | 10 | 719X10 | | | |
| 12 | | 12 | 719X12 | | | |
| 14 | | 14 | 719X14 | | | |
| 16 | | 16 | 719X16 | | | |
| | 2 | 18 | 720X2 | | 730X2 | |
| | 3 | 20 | 721X3 | | 731X3 | |
| | 4 | 22 | 721X4 | 726X4 | 731X4 | 736X4 |
| | 5 | 24 | 721X5 | 726X5 | 731X5 | 736X5 |
| | 6 | 26 | 720X6 | | 730X6 | |
| | 7 | 28 | 720X7 | | 730X7 | |
| | 8 | 30 | 720X8 | | 730X8 | |