



HAHNENKRATT.COM

# ULTRAvision FS

FRONT SURFACE




**ULTRA-Spiegel – in der Standard-Fassung – weltweit der hellste und schärfste Spiegel.**

**Der neue einzigartige Aufbau der reflektierenden Schichten bietet ein unübertroffen helles Spiegelbild mit einer Klarheit, die es bisher nicht gab.**



Der geteilte Spiegel zeigt im Vergleich zu Rhodium die kristallklare, helle Reflexion des ULTRAvision.

GRAFIK REFLEXION



Ermittelt am Fraunhofer Institut

**Die ULTRAvision Qualitätsmerkmale sind:**


**Höchste Reflexion für brillante Helligkeit**

**Überlegene Farbgenauigkeit, ohne jegliche Farbverfälschung**


**Exakt scharfes Spiegelbild**

**Kratzfest**

**Nur eine Reflexion → exakt scharfes Bild**



Front Surface Beschichtung



ULTRAvision FS			REF	
Größe	Ø in mm		normaler Stiel (SS)	konischer Stiel (CS)
			plan	plan
0	14	3-Pckg.	532X0	
3	20	12-Pckg.	533X3	536X3
4	22	12-Pckg.	533X4	536X4
5	24	12-Pckg.	533X5	536X5