


RELAX

RELAX – perfektes Zusammenspiel von Design und Ergonomie.

Exakt scharfes Spiegelbild
durch Front Surface Verspiegelung



Höchste Reflektion
für brillante Helligkeit, besonders bei ULTRA FS

Angenehm leicht
für ein entspanntes Arbeiten

Optimiertes Halten
durch den breit geformten Griff mit Mulden


Qualitätsbeständig
farbstabil, säurefest und resistent gegenüber
Plaque-Indikatoren

Hygienisch
durch den planen Übergang von Spiegel
zur Fassung

Keine störende Reflektionen
durch seidenmatte Oberflächen

**Das Instrument ist autoklavierbar, säurebeständig
und für den Thermodesinfektor geeignet.**





Der geteilte Spiegel zeigt im Vergleich zu Rhodium die kristallklare, ultra-helle Reflexion des ULTRA FS.

Farbe	Größe	Ø in mm	Inhalt	FS Rhodium REF	FS Ultra REF
alle Farben	4	22	10 Sort.	7 100	7 300
weiß	4	22	10 Pack.	7 101	7 301
pastell gelb	4	22	10 Pack.	7 102	7 302
pastell blau	4	22	10 Pack.	7 103	7 303
pastell mint	4	22	10 Pack.	7 104	7 304
pastell flieder	4	22	10 Pack.	7 105	7 305
anthrazit	4	22	10 Pack.	7 106	7 306
pink	4	22	10 Pack.	7 107	7 307
alle Farben	5	24	10 Sort.	7 110	7 310
weiß	5	24	10 Pack.	7 111	7 311
pastell gelb	5	24	10 Pack.	7 112	7 312
pastell blau	5	24	10 Pack.	7 113	7 313
pastell mint	5	24	10 Pack.	7 114	7 314
pastell flieder	5	24	10 Pack.	7 115	7 315
anthrazit	5	24	10 Pack.	7 116	7 316
pink	5	24	10 Pack.	7 117	7 317

