

Contec

WURZELAUFBAU-SYSTEM

Contec ist geeignet für Wurzeln, die eher konisch verlaufen. Der zweifache Konus nähert sich dem natürlichen Verlauf des Wurzelkanals an.

Ihre Vorteile im Überblick:

Hohe Biegefestigkeit

HT-Glasfaser: 1.678 MPa
ermittelt nach EN ISO 178

Hohe Ermüdungs- und Bruchresistenz

Homogenität durch dentinähnliche Elastizität

Sichere Adhäsion durch micro-retentive Oberfläche


Effizient und scharf schneidende Bohrinstrumente

Hohe Röntgenopazität

Wissenschaftlich getestet und in der Praxis bewährt seit 1995



Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre »Exatec+Cytec+Contec« – oder als Download unter www.hahnenkratt.com.





REF 44 600



REF 44 610



REF 10 002 (leer)

Die Standard Sets und die Test Sets werden in einer SHIPPING BOX geliefert.
 Wurzelstifte und Bohrer je in Blister Packungen.
 Den Inhalt entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Contec Wurzel Aufbau-System			universal	1,1 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,75 mm	2,0 mm	
			Kodierung	ohne	rot	weiß	gelb	blau	schwarz
			Inhalt	REF					
	Kanalerweiterer mit Zentrierspitze	1	42 010						
	Kanalerweiterer mit schneidender Spitze	1	43 000						
		1		44 00 D11	44 001	44 002	44 003	44 004	
	Standard Set	Sortiment	44 600						
	Test Set	Sortiment	44 610						
	HT-Glasfiber	10		44 60 D11	44 601	44 602	44 603	44 604	
System Box, leer		1	10 002						