

ULTRA FS

ULTRA FS ultra bright

FRONT SURFACE



ULTRA FS – weltweit der hellste und schärfste Spiegel

Der neue einzigartige Aufbau der reflektierenden Schichten bietet ein unübertroffen helles Spiegelbild mit einer Klarheit, die es bisher nicht gab.



Der geteilte Spiegel zeigt im Vergleich zu Rhodium die kristallklare, helle Reflexion des ULTRA FS.

Die ULTRA FS Qualitätsmerkmale sind:

Höchste Reflexion für brillante Helligkeit


Überlegene Farbgenauigkeit, ohne jegliche Farbverfälschung

Exakt scharfes Spiegelbild

Kratzfest


Optimiertes Abhalten der Wange

Nur eine Reflexion
→ exakt scharfes Bild



Front Surface Beschichtung

GRAFIK REFLEXION



Der sichtbare Spektralbereich für das menschliche Auge liegt zwischen 400 und 750 nm

Ermittelt am Fraunhofer Institut



ULTRA FS		Achtung: CS-Gewinde haben einen größeren Gewinde-Durchmesser und passen deshalb nur auf Griffe mit CS-Gewinde. CS ist vor allem üblich in USA, Kanada, Süd-Korea und Spanien.		SS-Gewinde REF	CS-Gewinde REF
1	ULTRA FS	4 plan	6-Pckg.	6 160	6 165
	ULTRA FS	5 plan	6-Pckg.	6 161	6 166
2	ULTRAduo FS, doppelseitig	4 plan	6-Pckg.	6 640	6 645
	ULTRAduo FS, doppelseitig	5 plan	6-Pckg.	6 641	6 646
3	ULTRAretract FS	4 plan	6-Pckg.	6 670	6 675
	ULTRAretract FS	5 plan	6-Pckg.	6 671	6 676
4	ULTRAretract FS, offene Form	4 plan	6-Pckg.	6 690	6 695
	ULTRAretract FS, offene Form	5 plan	6-Pckg.	6 691	6 696
5	ULTRAretract FS, offene Form, Stiel doppelt 45° gebogen	4 plan	Stück	6 650	
6	ULTRAmicro	Microchirurgie	Ø 3 mm	Stück	6 181
	ULTRAmicro	Microchirurgie	Ø 5 mm	Stück	6 182
	ULTRAmicro	Microchirurgie	3 x 6 mm	Stück	6 183