

RELAX

MUNDSPIEGEL


Die Vorteile eines Front Surface Spiegels in Kombination mit der »lite« Konstruktion des Glasfibers, bieten Ihnen und Ihrem Patienten höchsten Komfort bei der Behandlung.

Das Instrument ist autoklavierbar, säurebeständig und für den Thermodesinfektor geeignet.



HAHNENKRATT.COM

IDS News 2015



RELAX – perfektes Zusammenspiel von Design, Technik und Ergonomie.

Angenehm leicht
für ein entspanntes Arbeiten


Optimiertes Halten
durch den breit geformten Griff mit Mulden

Qualitätsbeständig
farbstabil, säurefest und resistent gegenüber Plaque-Indikatoren

Patientenfreundlich
durch die gerundeten Formen

Hygienisch
durch den planen Übergang von Spiegel zur Fassung

Seidenmatte,
reflexionsfreie Oberfläche



Der geteilte Spiegel zeigt im Vergleich zu Rhodium die kristallklare, helle Reflexion des ULTRA FS.

RELAX | Mundspiegel | 10-Packung

| Größe | Ø in mm | Farbe | REF FS Rhodium | REF FS ULTRA |
|-------|---------|---------------------------|----------------|--------------|
| 4 | 22 | 10-Sortiment, alle Farben | 7 100 | 7 300 |
| 4 | 22 | weiß | 7 101 | 7 301 |
| 4 | 22 | pastell gelb | 7 102 | 7 302 |
| 4 | 22 | pastell blau | 7 103 | 7 303 |
| 4 | 22 | pastell mint | 7 104 | 7 304 |
| 4 | 22 | pastell flieder | 7 105 | 7 305 |
| 4 | 22 | anthrazit | 7 106 | 7 306 |
| 4 | 22 | pink | 7 107 | 7 307 |
| 5 | 24 | 10-Sortiment, alle Farben | 7 110 | 7 310 |
| 5 | 24 | weiß | 7 111 | 7 311 |
| 5 | 24 | pastell gelb | 7 112 | 7 312 |
| 5 | 24 | pastell blau | 7 113 | 7 313 |
| 5 | 24 | pastell mint | 7 114 | 7 314 |
| 5 | 24 | pastell flieder | 7 115 | 7 315 |
| 5 | 24 | anthrazit | 7 116 | 7 316 |
| 5 | 24 | pink | 7 117 | 7 317 |