



HAHNENKRATT.COM

# ULTRAvision FS

FRONT SURFACE




**ULTRA-Spiegel – in der Standard-Fassung – weltweit der hellste und schärfste Spiegel.**

**Der neue einzigartige Aufbau der reflektierenden Schichten bietet ein unübertroffen helles Spiegelbild mit einer Klarheit, die es bisher nicht gab.**



Der geteilte Spiegel zeigt im Vergleich zu Rhodium die kristallklare, helle Reflexion des ULTRAvision.

GRAFIK REFLEXION



Der sichtbare Spektralbereich für das menschliche Auge liegt zwischen 400 und 750 nm

Ermittelt am Fraunhofer Institut

**Die ULTRAvision Qualitätsmerkmale sind:**


**Höchste Reflexion für brillante Helligkeit**

**Überlegene Farbgenauigkeit, ohne jegliche Farbverfälschung**


**Exakt scharfes Spiegelbild**

**Kratzfest**

**Nur eine Reflexion → exakt scharfes Bild**



Front Surface Beschichtung



ULTRAvision FS			REF	
Größe	Ø in mm		normaler Stiel (SS)	konischer Stiel (CS)
			plan	plan
0	14	3-Pckg.	532X0	
3	20	12-Pckg.	533X3	536X3
4	22	12-Pckg.	533X4	536X4
5	24	12-Pckg.	533X5	536X5