

# Economy

MUNDSPIEGEL



HAHNENKRATT.COM



## DIE PREISWERTEN

### Hohe Bildqualität


Die Economy Mundspiegel sind mit einer dreifachen reinen Silberschicht verspiegelt. Das Spiegelbild zeichnet sich durch eine verzerrungsfreie, helle und hohe Bildqualität aus.

### Beste Korrosionsfestigkeit

Der Edelstahl ist nach unserer Erfahrung von mehr als 50 Jahren korrosionsfest, er entspricht der Norm ISO 7153-1 (Surgical Instruments – Metallic materials).

### Hohe Resistenz gegenüber Desinfektion und Sterilisation

Die Silberverspiegelung wird durch eine Kupfer-Beschichtung geschützt und zusätzlich durch einen Schutzlack versiegelt.



Economy   Mundspiegel		REF			
12-Pckg. Größe	Ø in mm	normaler Stiel (SS)		konischer Stiel (CS)	
		plan	vergrößernd	plan	vergrößernd
4	22	770X4	771X4	775X4	776X4
5	24	770X5	771X5	775X5	776X5