

# ERGO

## ERGOform

ERGONOMISCHE GRIFFE



HAHNENKRATT.COM

PEEK + Edelstahl, satiniert



### ERGOform

#### Temperaturfest bis 210°C

Der verwendete Werkstoff **PEEK** ist ein Kunststoff, der auch für Implantate verwendet wird. **PEEK** ist form- und farbbeständig und damit sowohl im Autoklav als auch im Heißluft sterilisierbar.

#### Ergonomische Form

Diese Griffe sind leicht und liegen durch das schlanke Ende sehr ausgewogen in der Hand. Der größere Durchmesser und die Griffmulden ermöglichen ein entspanntes Zugreifen und Arbeiten.

#### Angenehme Haptik

Die micro-fein strukturierte, seidenmattierte Oberfläche und die sanft gerundeten Kanten ergeben eine sehr angenehme Haptik.

#### Seidenmattierte Oberflächen,

verhindern unerwünschte Lichtreflexionen und geben dem Griff ein edles Finish.



Griffe für Mundspiegel, Länge 135 mm			normaler Stiel (SS) REF	konischer Stiel (CS) REF
<b>ERGOform, PEEK, Kunststoff</b> 	graublau	Stück	580	590
	weiß	Stück	581	591
	türkisgrün	Stück	582	592
	pastellblau	Stück	583	593
	aubergine	Stück	584	594
	anthrazit	Stück	585	595
	<b>ERGOform, Edelstahl, hohl</b> 		Stück	492