

Parodontometer

PSI Parodontometer für die präventionsorientierte Zahnheilkunde

Spitze

Feine, kugelförmige Spitze, gering traumatisierend

Skalierung

- ▶ Tiefschwarze Beschichtung für maximalen Kontrast und optimierte Lesbarkeit
- ▶ Nahezu verschleißfreie, nicht verblassende Beschichtung
- ▶ Fugenfrie Übergänge im Messbereich

Absolut resistent

gegenüber allen Arten von Desinfektion und Sterilisation





REF 546 Glasfaserverstärkter Kunststoff, autoklavierbar bis 134°C













REF B442 Edelstahl, hohl, mit DLC-Beschichtung



REF 442 Edelstahl, hohl, seidenmattiert



REF 5012 Edelstahl, poliert

Parodontometer (permanent montiert)		REF 546-x	REF B442-x	REF 442-x	REF 5012-x
WHO 3,5-5,5,8,5-11,5		546-WHO	B442-WHO	442-WHO	5012-WHO
PCP11 3-6-8-11		546-PCP11	B442-PCP11	442-PCP11	5012-PCP11
PCP12 3-6-9-12		546-PCP12	B442-PCP12	442-PCP12	5012-PCP12
PCP22 2-4-6-8-10-12		546-PCP22	B442-PCP22	442-PCP22	5012-PCP22
UNC12 Mess-Skala codiert mit 1 mm Einteilung (1-12 mm)		546-UNC12	B442-UNC12	442-UNC12	5012-UNC12
UNC15 Mess-Skala codiert mit 1 mm Einteilung (1-15 mm)		546-UNC15	B442-UNC15	442-UNC15	5012-UNC15
DPSI 4-6		546-DPSI	B442-DPSI	442-DPSI	5012-DPSI
Goldman Fox 1-2-3-5-7-8-9-10		546-GF	B442-GF	442-GF	5012-GF
Michigan 3-6-8		546-MI	B442-MI	442-MI	5012-MI
Williams 1-2-3-5-7-8-9-10		546-WI	B442-WI	442-WI	5012-WI