


# Matrizenspanner

HIGH-QUALITY FINISH  
IN EDELSTAHL




Ivory-Formen: 1, 12



Nyström-Formen: 20, 20XI, 20XII



Ivory-Formen: 8X5, 8X6, 8X7




Tofflemire-Formen: 21, 25

►  
Ergonomisches Handling durch PEEK-Gleitlagerung  
Abgerundete Kanten minimieren die Verletzungsgefahr

### IVORY-FORM

REF 1




### NYSTRÖM-FORMEN

REF 20, Paar

REF 20XI, I = links


REF 20XII, II = rechts



### IVORY-FORM

mit Bäckchen


REF 12



### TOFFLEMIRE-FORMEN UNIVERSAL

REF 21, mit demontierbarem Schlitten

REF 25, mit fest montiertem Schlitten



### IVORY-FORMEN

mit Wangenschutz

REF 8X5, Matrizenband, Breiten: 4 mm, 5 mm

REF 8X6, Matrizenband, Breite: 6 mm

REF 8X7, Matrizenband, Breite: 7 mm

