

Cytec

WURZELAUFBAU-SYSTEM

Cytec ist für Wurzeln, die eher zylindrisch verlaufen, konzipiert.

Ihre Vorteile im Überblick:

Höchste Biegefestigkeit

HT-Glasfaser: 1.678 MPa
ermittelt nach EN ISO 178

Höchste Ermüdungs- und Bruchresistenz

Sichere Adhäsion durch micro-retentive Oberfläche

Homogenität durch dentinähnliche Elastizität



Effizient und scharf schneidende Bohrinstrumente

Hohe Röntgenopazität

Wissenschaftlich getestet und in der Praxis bewährt seit 1995



Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre oder als Download unter www.hahnenkratt.com.





REF 43 600



REF 43 610



REF 10 001

| Cytec Wurzel aufbausystem | | | universal | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 1,8 mm | 2,1 mm | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|--------|---------|
| | | | Kodierung | – | rot | weiß | gelb | grün | blau | schwarz |
| | | | Inhalt | REF | | | | | | |
|  | Kanalerweiterer mit Zentrierspitze | 1 | 42 010 | | | | | | | |
|  | Kanalerweiterer mit schneidender Spitze | 1 | 43 000 | | | | | | | |
|  | Kalibrierbohrer | 1 | | 4300 D1,0 | 43 001 | 43 002 | 4300 D1,6 | 43 003 | 43 004 | |
|  | Kalibrierbohrer mit langem Schaft | 1 | | | 43 001–L | 43 002–L | | | | |
| Cytec blanco HT-Glasfaser | Set Standard | Sortiment | 43 600 | | | | | | | |
| | Umstellungs-Kit | Sortiment | 43 600-U | | | | | | | |
| | Test Set | Sortiment | 43 610 | | | | | | | |
|  | HT-Glasfaser | 10 | | 4360 D1,0 | 43 601 | 43 602 | 4360 D1,6 | 43 603 | 43 604 | |
| System Box | | 1 | | | | | 10 001 | | | |

Den Inhalt der Sortimente entnehmen Sie bitte der Preisliste.