

ExaPin

PARAPULPÄRER STIFT

ExaPin parapulpärer Stift aus röntgensichtbarem HT-Glasfaser.


Ihre Vorteile:

Dentinschonendes und stressfreies Einsetzen:

Durch das Dentin ähnliche E-Modul des HT-Glasfibers ist eine homogenere Restauration zu erwarten als mit einem Titan-Pin.

Rasche und sichere Handhabung:

Durch die Einsetzhilfe, die nach Aushärtung des Composites einfach durch eine Drehung entfernt wird.





ExaPin	Größe	Inhalt	REF
ExaPin Test Set		1 Bohrer, 4 ExaPin	46000
ExaPin Bohrer	Ø 0,75 mm	1	46005
ExaPin Stifte	Ø 0,75 mm	5	46615