



HAHNENKRATT.COM

SHARPcut

SHARPcut

KRONENTRENNER

Die SHARPcut Kronentrenner sind – mit ihrer optimierten Diamantverzahnung – für alle Metall-Legierungen, für Titan sowie für Verblendungen aus niedrig schmelzender Keramik und für Composites geeignet.




Die Vorteile sind:

Optimierte Schneideigenschaften
durch optimierte Kreuzverzahnung

Hohe Abtrageleistung

Lange Standzeit

Minimierte Vibration





SHARPcut Kronentrenner					Voll-Hartmetall
Ø	ISO	Länge Arbeitsteil	Codierung	Inhalt	REF
1,0 mm	010	2 mm	weiß	5	9202
1,0 mm	010	4 mm	weiß	5	9204
1,2 mm	012	2 mm	gelb	5	9222
1,2 mm	012	4 mm	gelb	5	9224
1,4 mm	014	2 mm	blau	5	9242
1,4 mm	014	4 mm	blau	5	9244
SHARPcut Test Set		1 piece Ø 1,2 mm / 2 mm / gelb 1 piece Ø 1,2 mm / 4 mm / gelb 1 piece Ø 1,4 mm / 4 mm / blau		3	9210