




HAHNENKRATT.COM

IDS News 2017

ERGOform

ERGOform SONDEN

ERGOform GRIFFE FÜR MUNDSPIEGEL



ERGOform Griffe

Der glasfaserverstärkte Kunststoff der ERGOform Griffe wird seit 2015 erfolgreich in der Praxis bei unseren RELAX Mundspiegeln eingesetzt. Dieser ist autoklavierbar, farb- und formstabil sowie resistent gegenüber Säuren und Plaque-Indikatoren.

Durch den leichten Werkstoff ist die Arbeit ermüdungsarm und der größere Durchmesser sowie die Griffmulden ermöglichen ein entspanntes Zugreifen. Gefertigt werden die Griffe für Mundspiegel und Sonden in denselben Farben wie die RELAX Mundspiegel. So ist eine einfache Praxisorganisation realisierbar.

ERGOtouch Sonde

aus Medizinstahl gemäß EN ISO 7492 bietet eine hohe Bruchfestigkeit und Elastizität.

Die Sonden sind permanent montiert.

Autoklavierbar bei 134°C



ERGOform | Griffe und Sonden | Stück

Die Sonden sind permanent montiert.

	Griffe für Mundspiegel REF	Form A 010 Fig. 23 REF	Form C 030 Fig. 8 REF	Form D 040 Fig. 9 REF	Form F 060 Fig. 6 REF	Form G 070 Fig. 17 REF
weiß	540	540 – A	540 – C	540 – D	540 – F	540 – G
pastell gelb	541	541 – A	541 – C	541 – D	541 – F	541 – G
pastell blau	542	542 – A	542 – C	542 – D	542 – F	542 – G
pastell mint	543	543 – A	543 – C	543 – D	543 – F	543 – G
pink	544	544 – A	544 – C	544 – D	544 – F	544 – G
pastell flieder	545	545 – A	545 – C	545 – D	545 – F	545 – G
anthrazit	546	546 – A	546 – C	546 – D	546 – F	546 – G